



INSTRUÇÕES DE USO

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ARTICULADOS NÃO CORTANTES QUINELATO

Fabricante: Schobell Industrial Ltda | CNPJ: 58.193483/0001-78

Endereço: Avenida Pennwalt, 285 – Distrito Industrial, Rio Claro/SP, CEP: 13505-650

Telefone: +55 (19) 2112-5200

Produto (Nome Comercial): **Instrumentos Cirúrgicos Articulados Não Cortantes Quinelato**

Registro ANVISA: **10301950026**

Orientações para o uso das instruções de uso QUINELATO em formato não impresso:

(conforme IN nº4, de 15/07/2012)

1. As instruções de uso das famílias Quinelato estão disponibilizadas em formato não impresso e podem ser consultadas a qualquer tempo através do site Quinelato (www.quinelato.com.br);
2. Para identificar a instrução de uso do produto adquirido, o usuário deve observar no rótulo o número do **Registro ANVISA e seu respectivo nome comercial**. Com essas informações será possível identificar a instrução de uso correspondente ao seu produto;
3. As instruções de uso disponibilizadas apresentam as informações da revisão do documento e de sua data de emissão. É fundamental que o usuário consulte o rótulo do produto e observe qual a revisão da instrução de uso é correspondente ao produto fornecido;
4. O formato impresso das instruções de uso poderá ser solicitado **sem custo adicional** (inclusive de envio) pelo telefone +55 (19) 2112-5200 ou pelo formulário na página de contato no site Quinelato (www.quinelato.com.br). Na solicitação, o usuário deve informar a revisão da instrução de uso apresentada no rótulo do produto adquirido.

1. Identificação do Fabricante

Fabricante: Schobell Industrial Ltda

CNPJ: 58.193.483/0001-78

Endereço: Avenida Pennwalt, 285 – Distrito Industrial, Rio Claro/SP – Brasil, CEP: 13505-650

Telefone: +55 (19) 2112-5200

Website: www.quinelato.com.br

Responsável Técnico: Anselmo Ariza Quinelato | CREA 0601576745

Responsável Técnico: Thiago Roncatto Piovezan | CREA 5060117690

2. Identificação do Produto

Produto (Nome Comercial): Instrumentos Cirúrgicos Articulados Não Cortantes Quinelato

Registro ANVISA: 10301950026



Código: Verificar rotulagem

Descrição: Verificar rotulagem

Validade INDETERMINADA

Contém 1 unidade

3. Simbologia da Rotulagem

	Número de lote
	Data de Fabricação
	Ler instruções de uso
	Não Estéril

4. Modelos Comerciais da Família:

Q69036 - Afastador Laproflex para Fígado; Q69037 - Afastador Laproflex; Q69059 - Afastador Cerebelar ; Q69589 - Afastador Universal Grande, 14" x 15", 35cm x 38cm; Q69589-DA - Afastador Universal para Braços Intercambiáveis; Q69589-DAL - Afastador com Braço Longo, 15" x 16", 38cm x 40cm; Q69589-DALS - Afastador para Braço Longo e Braço Curto; Q69589-DAS - Afastador com Braço Curto, 10" x 11", 25cm x 27.5cm; Q69589-S - Afastador Universal Pequeno, 10" x 11", 25cm x 27.5cm; Q73000-NLR - Nathanson

Braço Rígido, Afastador Nathanson 5.0mm; Q73005-NLR - Nathanson Braço Rígido com Ganchos 5mm; Q73020-NLR - Nathanson Braço Rígido, Afastador Nathanson 6.5mm; Q73020-XL - Nathanson Braço Rígido, Afastador Nathanson XL6.5mm; Q73025-NLR - Nathanson Braço Rígido com Ganchos 6.5mm; Q73025-XL - Nathanson Braço Rígido com Ganchos Extra Longo; Q15.600.00 - Pinça de Apreensão Forte; Q15.605.01 - Pinça de Apreensão Dente de Rato 3,4mm; Q15.606.01 - Pinça de Apreensão Dente de Rato 3,4mm - 15º para cima; Q15.607.01 - Pinça de Apreensão Axial com Articulação; Q15.607.02 - Pinça de Apreensão Axial com Articulação a Direita; Q15.607.03 - Pinça de Apreensão Axial com Articulação a Esquerda; Q15.618.01 - Pinça Artroscopica de Apreensão Dente de Rato 2,0mm; Q15.618.05 - Pinça Artroscopica de Apreensão Dente de Rato 15º para Cima 2,0mm; Q16.310.01 - Porta Agulha Reto com Cremalheira Diâmetro de 5mm; Q16.310.02 - Porta Agulha Ryder Reto com Cremalheira Diâmetro de 5mm; Q16.310.03 - Mini Porta Agulha Reto com Cremalheira Diâmetro de 3,5mm; Q16.310.04 - Mini Porta Agulha Reto com Cremalheira Diâmetro de 3,5cm; Q16.311.01 - Porta Agulha Curvo com Cremalheira Diâmetro de 5mm; Q16.410.01 - Pinça Debakey Reta com atrauma Diâmetro de 5mm; Q16.410.02 - Pinça Debakey Delicada Reta com atrauma Diâmetro de 5mm; Q16.410.03 - Pinça Debakey Delicada Ângulada com atrauma Diâmetro de 5mm; Q16.410.04 - Pinça Resano Reta com Serrilha Diâmetro de 5mm; Q16.410.05 - Mini Pinça Reta com Serrilha Diâmetro de 5mm; Q16.410.06 - Pinça Resano Grande Reta com Duas Mandíbulas Móveis Diâmetro de 5mm; Q16.410.07 - Pinça Resano Pequena Reta com Duas Mandíbulas Móveis Diâmetro de 5mm; Q16.410.08 - Pinça de Apreensão Curvada XXL Diâmetro de 5mm; Q16.410.09 - Pinça de Apreensão Curvada A.Lichtenberg Diâmetro de 5mm; Q16.410.10 - Pinça Debakey Reta com atrauma Mandíbula Média Diâmetro de 5mm; Q16.410.11 - Pinça Debakey Reta com atrauma Mandíbula Grande Diâmetro de 5mm; Q16.410.12 - Pinça Debakey Reta com atrauma Mandíbula Extra Grande Diâmetro de 5mm; Q16.410.13 - Pinça Debakey Reta com atrauma Mandíbula Extra Grande com Cremalheira Diâmetro de 5mm; Q16.420.01 - Pinça Empurra Nó Diâmetro 5mm; Q16.510.01 - Afastador de Costela sem Cremalheira; Q16.510.02 - Afastador de Costela com Cremalheira; Q16.510.03 - Afastador de Costela sem Cremalheira com Dois Pares de Válvulas; Q16.510.08 - Afastador para Toracotomia com Válvulas Removíveis; Q16.520.20 - Pinça Guia para Afastador de Átrio; Q16.610.01 - Pinça Atraumática para Aórtica 12cm de Ponta – 36cm; Q16.610.02 - Pinça Atraumática para Aórtica 9cm de Ponta – 36cm; Q16.610.03 - Pinça Atraumática para Aórtica 9cm de Ponta – 30cm; Q16.610.04 - Pinça Atraumática para Aórtica 9cm /7mm de Ponta – 36cm; Q17.100.21 - Pinça Apreensão de tecidos, Rasgo Estreito Diâmetro 10mm com Travamento 21cm; Q17.101.21 - Pinça Apreensão de tecidos, Rasgo Circular Diâmetro 10mm com Travamento 21cm; Q17.102.21 - Pinça Debakey Reta Apreensão de tecidos Diâmetro 10mm com Travamento 21cm; Q17.104.21 - Pinça Apreensão de tecidos Curva, Rasgo Estreito Diâmetro 10mm com Travamento 21cm; Q17.106.12 - Clamp Vascular Satinsky 12cm; Q17.108.13 - Pinça para Apreensão Pennington Diâmetro 10mm com Travamento 13cm; Q17.201.21 - Pinça Dissecção Delicada Curva 45º Diâmetro 10mm com Travamento 21cm; Q17.203.21 - Pinça Dissecção Delicada Curva 90º Diâmetro 10mm com Travamento 21cm; Q17.302.21 - Porta Agulha Reto Diâmetro 5mm com Travamento 21cm; QA.270.10 - Pinça

Apreensão Haste Reta Diâmetro de 2,7mm; QA.270.11 - Pinça Apreensão Haste Reta Diâmetro de 3,5mm; QA.280.10 - Pinça Apreensão Dente de Rato Haste Reta Diâmetro de 2,7mm; QA.280.11 - Pinça Apreensão Dente de Rato Haste Reta Diâmetro de 3,5mm; QA.300.10 - Pinça Apreensão Agressiva Haste Reta Diâmetro de 2,7mm; QA.300.11 - Pinça Apreensão Agressiva Haste Reta Diâmetro de 3,5mm; QB.001.14 - Boticão Especial N; QB.001.00 - Boticão Adulto nº. 1; QB.001.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 1; QB.001.11 - Boticão Especial nº 1K; QB.001.50 - Boticão Infantil nº. 1; QB.001.60 - Boticão Infantil Encaixe Inglês nº 1; QB.001.91 - Boticão Especial nº 1; QB.001.92 - Boticão Especial nº 1N; QB.001.93 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 1; QB.001.94 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 1N; QB.004.90 - Boticão Especial nº 4K; QB.007.01 - Boticão Especial nº 7; QB.007.02 - Boticão Especial nº 7N; QB.007.03 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 7; QB.007.04 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 7N; QB.007.05 - Boticão Especial Ponta Fina nº 7; QB.007.06 - Boticão Especial Ponta Fina Diamantada nº 7; QB.010.80 - Boticão Especial nº 10S; QB.013.01 - Boticão Especial nº 13; QB.013.02 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 13; QB.013.03 - Boticão Especial Ponta Fina nº 13; QB.013.04 - Boticão Especial Ponta Fina Diamantada nº 13; QB.013.05 - Boticão Especial nº 13N; QB.013.06 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 13N; QB.013.90 - Boticão Especial nº 13K; QB.016.00 - Boticão Adulto nº. 16; QB.016.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 16; QB.017.00 - Boticão Adulto nº. 17; QB.017.01 - Boticão Especial nº 17; QB.017.02 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 17; QB.017.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 17; QB.017.90 - Boticão Especial nº 17K; QB.018.01 - Boticão Adulto nº 18L - Cabo Reto; QB.018.02 - Boticão Adulto nº 18R - Cabo Reto; QB.018.05 - Boticão Adulto nº. 18L; QB.018.06 - Boticão Adulto nº. 18R; QB.018.11 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 18L - Cabo Reto; QB.018.12 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 18R - Cabo Reto; QB.018.15 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 18L; QB.018.16 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 18R; QB.018.53 - Boticão Infantil nº. 18D; QB.018.63 - Boticão Infantil Encaixe Inglês nº 18-D; QB.018.71 - Boticão Especial nº 18; QB.018.72 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 18; QB.018.80 - Boticão Especial nº 18K; QB.018.90 - Boticão Especial nº 18BK; QB.021.50 - Boticão Infantil nº. 21; QB.021.60 - Boticão Infantil Encaixe Inglês nº 21; QB.022.01 - Boticão Especial nº 22; QB.022.02 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 22; QB.022.90 - Boticão Especial nº 22K; QB.023.00 - Boticão Adulto nº. 23; QB.023.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 23; QB.024.00 - Boticão Especial nº 24; QB.027.50 - Boticão Infantil nº. 27; QB.027.60 - Boticão Infantil Encaixe Inglês nº 27; QB.030.90 - Boticão Especial nº 30K; QB.032.00 - Boticão Adulto nº. 32; QB.032.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 32; QB.033.00 - Boticão Especial nº 33; QB.033.01 - Boticão Especial Ponta Delicada nº 33; QB.033.02 - Boticão Especial Ponta Delicada Diamantada nº 33; QB.033.03 - Boticão Especial nº 33C; QB.033.90 - Boticão Especial nº 33K; QB.034.01 - Boticão Especial nº 34; QB.034.02 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 34; QB.035.01 - Boticão Especial nº 35; QB.035.02 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 35; QB.035.06 - Boticão Especial nº 35F; QB.044.12 - Boticão Especial nº 46L; QB.044.50 - Boticão Infantil nº. 44; QB.044.60 - Boticão Infantil Encaixe Inglês nº 44; QB.046.00 - Boticão Adulto nº 46; QB.046.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 46; QB.046.50 - Boticão Infantil nº 46; QB.046.60 - Boticão Infantil Encaixe Inglês nº 46; QB.049.01 - Boticão Especial nº 49; QB.049.02 - Boticão Especial Ponta

Diamantada nº 49; QB.051.01 - Boticão Especial nº 51; QB.051.02 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 51; QB.051.90 - Boticão Especial nº 51K; QB.053.01 - Boticão Especial nº 53; QB.053.02 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 53; QB.053.05 - Boticão Adulto nº 53L; QB.053.06 - Boticão Adulto nº 53R; QB.053.15 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 53L; QB.053.16 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 53R; QB.054.01 - Boticão Especial nº 54; QB.054.02 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 54; QB.062.00 - Boticão Adulto nº 62; QB.062.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 62; QB.065.00 - Boticão Adulto nº. 65; QB.065.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 65; QB.065.50 - Boticão Infantil nº. 65; QB.065.60 - Boticão Infantil Encaixe Inglês nº 65; QB.067.01 - Boticão Especial nº 67N; QB.067.02 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 67N; QB.067.03 - Boticão Especial nº 67A; QB.067.04 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 67A; QB.068.00 - Boticão Adulto nº. 68; QB.068.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 68; QB.068.50 - Boticão Infantil nº. 68; QB.068.60 - Boticão Infantil Encaixe Inglês nº 68; QB.069.00 - Boticão Adulto nº. 69; QB.069.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 69; QB.069.50 - Boticão Infantil nº. 69; QB.069.60 - Boticão Infantil Encaixe Inglês nº 69; QB.073.00 - Boticão Especial nº 73; QB.073.80 - Boticão Especial nº 73S; QB.074.00 - Boticão Especial nº 74; QB.074.06 - Boticão Especial nº 74F; QB.074.14 - Boticão Especial nº 74N; QB.079.00 - Boticão Especial nº 79Z; QB.079.01 - Boticão Especial nº 79; QB.079.02 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 79; QB.079.03 - Boticão Especial nº 79N; QB.079.04 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 79N; QB.086.01 - Boticão Especial nº 86A; QB.086.02 - Boticão Especial nº 86B; QB.086.03 - Boticão Especial nº 86C; QB.086.10 - Boticão Especial Ponta Delicada nº 86A; QB.086.13 - Boticão Especial Ponta Delicada nº 86C; QB.099.01 - Boticão Adulto nº. 99A; QB.099.02 - Boticão Adulto nº. 99C; QB.099.11 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 99A; QB.099.12 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 99C; QB.101.00 - Boticão Adulto nº. 101; QB.101.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 101; QB.121.00 - Boticão Adulto nº. 121; QB.121.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 121; QB.122.00 - Boticão Especial nº 122; QB.137.00 - Boticão Especial nº 137; QB.138.00 - Boticão Especial nº 138; QB.139.00 - Boticão Especial nº 139; QB.140.00 - Boticão Especial nº 140; QB.143.00 - Boticão Especial nº 143; QB.150.00 - Boticão Adulto nº. 150; QB.150.01 - Boticão Adulto nº 150A; QB.150.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 150; QB.150.11 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 150A; QB.150.57 - Boticão Infantil nº 150S; QB.150.67 - Boticão Infantil Encaixe Inglês nº 150S; QB.151.00 - Boticão Adulto nº. 151; QB.151.01 - Boticão Adulto nº 151A; QB.151.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 151; QB.151.11 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 151A; QB.151.57 - Boticão Infantil nº 151S; QB.151.67 - Boticão Infantil Encaixe Inglês nº 151S; QB.151.71 - Boticão Especial nº 151; QB.162.90 - Boticão Especial nº 162; QB.164.01 - Boticão Especial nº 164; QB.164.02 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 164; QB.166.01 - Boticão Especial nº 166; QB.166.02 - Boticão Especial Ponta Diamantada nº 166; QB.171.00 - Boticão Especial nº 171; QB.175.00 - Boticão Especial nº 175; QB.203.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 203; QB.210.04 - Boticão Adulto nº. 210-H; QB.210.14 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 210-H; QB.213.00 - Boticão Adulto nº. 213 ; QB.213.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 213; QB.222.00 - Boticão Adulto nº. 222; QB.222.10 - Boticão Adulto Encaixe Inglês nº 222; QD.100.12 - Abre Boca Molt; QD.100.13 - Abre Boca Molt Adulto; QD.100.14 - Abre Boca Molt 14cm; QD.211.01 - Fórceps

Hayton Williams; QD.242.24 - Pinça Rowe Direita; QD.243.24 - Pinça Rowe Esquerda; QD.308.10 - Especímetro Ósseo; QD.308.20 - Especímetro Ósseo tipo Backhaus; QD.308.30 - Compasso Castroviejo; QD.310.02 - Pinça Porta Grampo Palmer; QD.310.03 - Pinça Porta Grampo Brewer; QD.311.00 - Alicate Baad Reto; QD.311.45 - Alicate Baad 45º; QD.311.90 - Alicate Baad 90º; QD.315.21 - Pinça Cotle Walshan; QD.316.21 - Pinça Walshan Direita; QD.317.21 - Pinça Walshan Esquerda; QD.393.17 - Pinça Quinelato para Extração de Raízes e Fragmentos; QD.675.00 - Pinça Tipo Kocher Ponta Curva Angulada no Cabo - 14cm; QD.690.20 - Pinça Arnhold Reta 20cm; QD.691.20 - Pinça Arnhold Curva 20cm; QD.701.16 - Alicate Especial com Mola 16,5cm; QE.105.23 - Pinça Werthein curva 23cm; QE.105.24 - Pinça Werthein curva 24cm; QE.105.25 - Pinça Werthein curva 25cm; QE.105.26 - Pinça Werthein curva 26cm; QE.106.22 - Pinça Werthein Curva com Dente 22,5cm; QE.107.22 - Pinça Werthein Curva Forte com Dente 22,5cm; QE.201.25 - Pinça Ordenha 25 cm; QE.321.33 - Pinça para Inseto Curto; QE.321.61 - Pinça para Inseto Médio; QE.321.86 - Pinça para Inseto Longo; QF.176.14 - Pinça Pean Murphy 14cm; QF.176.16 - Pinça Pean Murphy 16 cm; QF.250.25 - Pinça Collin 25cm; QF.270.16 - Pinça Collin Oval 16cm; QF.270.19 - Pinça Collin Oval 19 cm; QF.290.25 - Pinça Cheron; QF.306.10 - Pinça Halstead Hartmann Reta 10cm; QF.307.10 - Pinça Halstead Hartmann Curva 10cm; QF.310.12 - Pinça Halstead Mosquito Reta 12,5cm; QF.311.12 - Pinça Halstead Mosquito Curva 12,5cm; QF.316.18 - Pinça Halstead Mosquito Reta 18cm; QF.316.21 - Pinça Halstead Mosquito Reta 21cm; QF.316.23 - Pinça Halstead Mosquito Longuete Reta 23cm; QF.317.18 - Pinça Halstead Mosquito Curva 18cm; QF.317.21 - Pinça Halstead Mosquito Curva 21cm; QF.317.23 - Pinça Halstead Mosquito Longuete Curva 23cm; QF.320.12 - Pinça Micro Mosquito Reta 12cm; QF.321.12 - Pinça Micro Mosquito Curva 12cm; QF.324.14 - Pinça Providence Hospital Reta 14cm; QF.325.14 - Pinça Providence Hospital Curva 14cm; QF.330.14 - Pinça Kelly Reta 14cm; QF.330.16 - Pinça Kelly Reta 16cm; QF.330.18 - Pinça Kelly Reta 18cm; QF.330.20 - Pinça Kelly Reta 20cm; QF.331.14 - Pinça Kelly Curva 14cm; QF.331.16 - Pinça Kelly Curva 16cm; QF.331.18 - Pinça Kelly Curva 18cm; QF.331.20 - Pinça Kelly Curva 20cm; QF.332.14 - Pinça Kelly Delicada Reta 14cm; QF.332.16 - Pinça Kelly Delicada Reta 16cm; QF.332.18 - Pinça Kelly Delicada Reta 18cm; QF.332.20 - Pinça Kelly Delicada Reta 20cm; QF.333.14 - Pinça Kelly Delicada Curva 14cm; QF.333.16 - Pinça Kelly Delicada Curva 16cm; QF.333.18 - Pinça Kelly Delicada Curva 18cm; QF.333.20 - Pinça Kelly Delicada Curva 20cm; QF.340.14 - Pinça Crile Reta 14cm; QF.340.16 - Pinça Crile Reta 16cm; QF.340.18 - Pinça Crile Reta 18cm; QF.340.20 - Pinça Crile Reta 20cm; QF.341.14 - Pinça Crile Curva 14cm; QF.341.16 - Pinça Crile Curva 16cm; QF.341.18 - Pinça Crile Curva 18cm; QF.341.20 - Pinça Crile Curva 20cm; QF.342.14 - Pinça Crile Delicada Reta 14cm; QF.342.16 - Pinça Crile Delicada Reta 16cm; QF.342.18 - Pinça Crile Delicada Reta 18cm; QF.342.20 - Pinça Crile Delicada Reta 20cm; QF.343.14 - Pinça Crile Delicada Curva 14cm; QF.343.16 - Pinça Crile Delicada Curva 16cm; QF.343.18 - Pinça Crile Delicada Curva 18cm; QF.343.20 - Pinça Crile Delicada Curva 20cm; QF.350.18 - Pinça Foerster Reta Lisa 18cm; QF.350.19 - Pinça Foerster Reta Lisa 19cm ; QF.350.20 - Pinça Foerster Reta Lisa 20cm; QF.350.22 - Pinça Foerster Reta Lisa 22cm; QF.350.25 - Pinça Foerster Reta Lisa 25cm; QF.351.18 - Pinça Foerster Curva Lisa 18cm; QF.351.19 - Pinça Foerster Curva Lisa 19cm; QF.351.20 - Pinça Foerster Curva Lisa 20cm;

QF.351.22 - Pinça Foerster Curva Lisa 22cm; QF.351.25 - Pinça Foerster Curva Lisa 25cm; QF.352.18 - Pinça Foerster Reta com Serrilha 18cm; QF.352.19 - Pinça Foerster com Serrilha Reta 19cm; QF.352.20 - Pinça Foerster Reta com Serrilha 20cm; QF.352.22 - Pinça Foerster com Serrilha Reta 22cm ; QF.352.25 - Pinça Foerster com Serrilha Reta 25cm; QF.353.18 - Pinça Foerster Curva com Serrilha 18cm; QF.353.19 - Pinça Foerster com Serrilha Curva 19cm; QF.353.20 - Pinça Foerster Curva com Serrilha 20cm; QF.353.22 - Pinça Foerster com Serrilha Curva 22cm ; QF.353.25 - Pinça Foerster com Serrilha Curva 25cm; QF.361.18 - Pinça Schnidt Curva para Ducto 18cm; QF.363.18 - Pinça Schnidt Curva Forte para Ducto Biliar 18cm; QF.364.18 - Pinça Adson Reta 18cm; QF.365.18 - Pinça Adson Curva 18cm; QF.368.28 - Pinça Zenker curva 28,5cm; QF.368.29 - Pinça Zenker curva 29cm; QF.368.30 - Pinça Zenker curva 29,5cm; QF.369.28 - Pinça Zenker reta 28,5cm; QF.369.29 - Pinça Zenker reta 29cm; QF.369.30 - Pinça Zenker reta 29,5cm; QF.370.16 - Pinça Rochester Carmalt Reta 16cm; QF.370.20 - Pinça Rochester Carmalt Reta 20cm; QF.371.16 - Pinça Rochester Carmalt Curva 16cm; QF.371.20 - Pinça Rochester Carmalt Curva 20cm; QF.373.14 - Pinça Baby Mixer Curva 14cm; QF.375.14 - Pinça Baby Mixer Curva forte 14cm; QF.377.19 - Pinça Baby Mixer Curva 19cm; QF.410.16 - Pinça Rochester Pean Reta 16cm; QF.410.18 - Pinça Rochester Pean Reta 18cm; QF.410.20 - Pinça Rochester Pean Reta 20cm; QF.410.22 - Pinça Rochester Pean Reta 22cm; QF.410.24 - Pinça Rochester Pean Reta 24cm; QF.410.26 - Pinça Rochester Pean Reta 26cm; QF.410.30 - Pinça Rochester Pean Reta 30cm; QF.411.16 - Pinça Rochester Pean Curva 16cm; QF.411.18 - Pinça Rochester Pean Curva 18cm; QF.411.20 - Pinça Rochester Pean Curva 20cm; QF.411.22 - Pinça Rochester Pean Curva 22cm ; QF.411.24 - Pinça Rochester Pean Curva 24cm ; QF.411.26 - Pinça Rochester Pean Curva 26cm; QF.411.30 - Pinça Rochester Pean Curva 30cm; QF.414.14 - Pinça Kocher Reta 14cm; QF.414.16 - Pinça Kocher Reta 16cm; QF.414.18 - Pinça Kocher Reta 18cm; QF.414.20 - Pinça Kocher Reta 20cm; QF.414.22 - Pinça Kocher Reta 22cm; QF.414.24 - Pinça Kocher Reta 24cm; QF.415.14 - Pinça Kocher Curva 14cm; QF.415.16 - Pinça Kocher Curva 16cm; QF.415.18 - Pinça Kocher Curva 18cm; QF.415.20 - Pinça Kocher Curva 20cm; QF.415.22 - Pinça Kocher Curva 22cm; QF.415.24 - Pinça Kocher Curva 24 cm; QF.422.20 - Pinça Heiss Reta 20cm; QF.423.20 - Pinça Heiss Curva 20cm; QF.425.20 - Pinça Heiss Curva Forte 21cm; QF.439.18 - Pinça Crafoord 18cm; QF.439.24 - Pinça Crafoord 24cm; QF.461.20 - Pinça Universal 20cm; QF.461.28 - Pinça para Instrumentos 28cm; QF.479.14 - Pinça Mixer 14 cm; QF.479.17 - Pinça Mixer 17cm; QF.479.20 - Pinça Mixer 20cm; QF.479.23 - Pinça Mixer 23 cm; QF.479.24 - Pinça Mixer 24cm; QF.479.27 - Pinça Mixer 27 cm; QF.479.28 - Pinça Mixer 28 cm; QF.479.30 - Pinça Mixer 30cm; QF.485.23 - Pinça Mixer Curva 23cm ; QF.501.18 - Pinça Lower 18 cm; QF.501.20 - Pinça Lower 20 cm; QF.513.19 - Pinça Lahey 19cm; QF.513.21 - Pinça Lahey 21cm; QF.513.23 - Pinça Lahey 23 cm; QF.531.20 - Pinça Guyon 20cm; QF.531.22 - Pinça Guyon 22cm; QF.531.24 - Pinça Guyon 24 cm; QF.600.16 - Pinça Reynald 16cm; QF.600.18 - Pinça Reynald 18cm; QF.600.20 - Pinça Reynald 20cm; QF.625.21 - Pinça Wertheim ; QF.660.20 - Pinça Faure Reta 20cm ; QF.660.22 - Pinça Faure Reta 22cm; QF.662.20 - Pinça Faure Curva 20cm ; QF.662.22 - Pinça Faure Curva 22cm; QF.671.23 - Pinça Moynihan 23cm; QF.915.08 - Pinça Backhaus 8cm ; QF.915.09 - Pinça Backhaus 9 cm; QF.915.10 - Pinça Backhaus 10cm; QF.915.11 - Pinça Backhaus 11cm;

QF.915.13 - Pinça Backhaus 13cm; QF.915.15 - Pinça Backhaus 15cm; QF.916.18 - Pinça Barret 18 cm; QF.925.15 - Pinça Quinelato Especial para Apreensão de Campos Cirurgicos; QG.714.07 - Afastador ALM 7cm; QG.720.10 - Afastador Jansen Agudo; QG.720.11 - Afastador Jansen 11cm Agudo; QG.720.16 - Afastador Jansen 16cm Agudo; QG.721.10 - Afastador Jansen 10cm Agudo 3 X 4 Dentes; QG.721.11 - Afastador Jansen 11cm Agudo 3 X 4 Dentes; QG.721.16 - Afastador Jansen 16cm Agudo 3 X 4 Dentes; QG.722.10 - Afastador Jansen 10cm Agudo 4 X 4 Dentes; QG.722.11 - Afastador Jansen 11cm Agudo 4 X 4 Dentes; QG.722.16 - Afastador Jansen 16cm Agudo 4 X 4 Dentes; QG.723.10 - Afastador Jansen Rombo; QG.723.11 - Afastador Jansen 11cm Rombo; QG.723.16 - Afastador Jansen 16cm Rombo; QG.724.10 - Afastador Jansen 10cm Rombo 3 X 4 Dentes; QG.724.11 - Afastador Jansen 11cm Rombo 3 X 4 Dentes; QG.724.16 - Afastador Jansen 16cm Rombo 3 X 4 Dentes; QG.725.10 - Afastador Jansen 10cm Rombo 4 X 4 Dentes; QG.725.11 - Afastador Jansen 11cm Rombo 4 X 4 Dentes; QG.725.16 - Afastador Jansen 16cm Rombo 4 X 4 Dentes; QG.732.18 - Afastador Adson Agudo 18cm; QG.732.20 - Afastador Adson Agudo 20cm; QG.733.18 - Afastador Adson Rombo 18cm; QG.733.20 - Afastador Adson Rombo 20cm; QG.770.16 - Afastador Adson Baby Agudo 16cm; QG.771.16 - Afastador Adson Baby Rombo 16cm; QG.825.00 - Afastador Balfour 200mm; QG.825.01 - Afastador Balfour Abertura 170mm; QG.825.02 - Afastador Balfour Abertura 250mm; QG.825.03 - Afastador Balfour Abertura 125 mm – Baby; QG.842.02 - Afastador Gosset Pequeno; QG.846.01 - Afastador Gosset Baby; QG.846.02 - Afastador Gosset Pequeno; QG.846.03 - Afastador Gosset Médio; QG.846.04 - Afastador Gosset Grande; QG.846.05 - Afastador Gosset adulto 70x70x190mm; QH.091.20 - Pinça Collin Instrumentos 20cm - 1X2 Dentes; QH.091.24 - Pinça Collin Instrumentos 24cm - 2X3 Dentes; QH.230.14 - Dilatador de Traquéia; QH.303.15 - Pinça Magill 15cm ; QH.303.17 - Pinça Magill 17cm; QH.303.20 - Pinça magill 20cm; QH.303.25 - Pinça Magill 25cm ; QJ.306.14 - Porta Agulha Castroviejo Reto 14cm; QJ.306.18 - Porta Agulha Castroviejo Reto 18cm; QJ.307.14 - Porta Agulha Castroviejo Curvo 14cm; QJ.307.18 - Porta Agulha Castroviejo Curvo 18cm; QJ.326.12 - Porta Agulha Derf 12,5cm; QJ.326.16 - Porta Agulha Derf 16cm; QJ.350.15 - Porta Agulha Crile Wood 15cm; QJ.390.14 - Porta Agulha Mayo Hegar 14cm; QJ.390.17 - Porta Agulha Mayo Hegar 17cm; QJ.390.20 - Porta Agulha Mayo Hegar 20cm; QJ.390.25 - Porta Agulha Mayo Hegar 25cm; QJ.390.30 - Porta Agulha Mayo Hegar 30cm; QJ.396.14 - Porta Agulha Mayo Hegar del. 14cm; QJ.396.17 - Porta Agulha Mayo Hegar del. 17cm; QJ.396.20 - Porta Agulha Mayo Hegar del. 20cm; QJ.420.27 - Porta Agulha Wangensteen 27cm; QJ.466.14 - Porta Agulha Olsen Hegar 14cm; QJ.466.18 - Porta Agulha Olsen Hegar 18cm; QJ.516.10 - Porta Agulha Mathieu 10cm; QJ.516.11 - Porta Agulha Mathieu 11cm; QJ.516.12 - Porta Agulha Mathieu 12cm; QJ.516.13 - Porta Agulha Mathieu 13cm; QJ.516.14 - Porta Agulha Mathieu 14cm; QJ.516.15 - Porta Agulha Mathieu 15cm; QJ.516.16 - Porta Agulha Mathieu 16cm; QJ.516.17 - Porta Agulha Mathieu 17cm; QK.613.15 - Espéculo Sims 15cm; QK.625.19 - Espéculo de Mathieu Retal 19cm; QK.660.21 - Espéculo Pratt; QK.665.13 - Anuscópio Pitanga Santos; QL.134.00 - Pinça Allis Modificada 15 cm; QL.134.12 - Pinça Allis Baby 12cm; QL.134.14 - Pinça Allis 14cm - 5X6 Dentes ; QL.134.15 - Pinça Allis 15cm - 5X6 Dentes ; QL.134.18 - Pinça Allis 18cm - 5X6 Dentes ; QL.134.19 - Pinça Allis 19cm - 5X6 Dentes ; QL.134.20 - Pinça Allis 20cm - 5X6

Dentes ; QL.134.22 - Pinça Allis 22cm - 5X6 Dentes ; QL.134.25 - Pinça Allis 25cm - 5X6 Dentes ; QL.134.30 - Pinça Allis 30cm - 5X6 Dentes ; QL.136.15 - Pinça Allis com Atrauma 15cm; QL.136.20 - Pinça Allis com Atrauma 20cm; QL.138.15 - Pinça Allis Adair 15cm - 9x10 Dentes; QL.138.20 - Pinça Allis Adair 20cm - 9x10 Dentes; QL.192.16 - Pinça Bab Cock 16cm; QL.192.18 - Pinça BabCock 18cm; QL.192.20 - Pinça Bab Cock 20cm; QL.192.25 - Pinça Bab Cock 25cm; QL.274.17 - Pinça Doyen Intestinal Reta 17cm; QL.274.19 - Pinça Doyen Intestinal Reta 19cm; QL.274.22 - Pinça Doyen Intestinal Reta 22cm; QL.275.17 - Pinça Doyen Intestinal Curva 17cm; QL.275.19 - Pinça Doyen Intestinal Curva 19cm; QL.275.22 - Pinça Doyen Intestinal Curva 22cm; QL.280.15 - Pinça Pennington 15cm; QL.280.20 - Pinça Pennington 20cm; QL.304.22 - Pinça Kocher Intestinal Reta 22cm; QL.304.25 - Pinça Kocher Intestinal Reta 25cm; QL.305.22 - Pinça Kocher Intestinal Curva 22cm; QL.305.25 - Pinça Kocher Intestinal Curva 25cm; QL.307.15 - Pinça Payr 15cm; QL.307.20 - Pinça Payr 20cm; QL.307.21 - Pinça Payr 21cm; QL.307.29 - Pinça Payr 29cm; QL.307.34 - Pinça Payr 34cm; QL.307.35 - Pinça Payr 35cm; QL.482.18 - Pinça Duval 18cm; QL.482.20 - Pinça Duval 20cm; QL.482.21 - Pinça Duval 21cm; QL.484.27 - Pinça Abadie com Atrauma 27cm - 3X2 Dentes; QL.550.16 - Pinça Doyen com Atrauma Reta 16cm; QL.550.18 - Pinça Doyen Intestinal com Atrauma Reta 18cm; QL.550.21 - Pinça Doyen com Atrauma Reta 21cm; QL.550.23 - Pinça Doyen Intestinal com Atrauma Reta 23cm; QL.551.16 - Pinça Doyen com Atrauma Curva 16cm; QL.551.18 - Pinça Doyen Intestinal com Atrauma Curva 18cm; QL.551.21 - Pinça Doyen com Atrauma Curva 16cm; QL.551.23 - Pinça Doyen Intestinal com Atrauma Curva 23cm; QL.560.22 - Pinça Kocher Intestinal com Atrauma Reta 22cm; QL.560.25 - Pinça Kocher Intestinal com Atrauma Reta 25cm; QL.560.28 - Pinça Kocher Intestinal com Atrauma Reta 28cm; QL.561.22 - Pinça Kocher Intestinal com Atrauma Curva 22cm; QL.561.25 - Pinça Kocher Intestinal com Atrauma Curva 25cm; QL.561.28 - Pinça Kocher Intestinal com Atrauma Curva 28cm; QL.563.22 - Pinça Quinelato com Atrauma 90º 22cm; QL.563.27 - Pinça Quinelato com Atrauma 90º 27cm; QN.160.01 - Afast Caspar Cervical Longitudinal; QN.160.02 - Afast. Caspar Cervical Transversal; QN.160.04 - Afastador Caspar Corpo vertebral; QN.200.00 - Afastador Scoville articulado ; QO.001.00 - Alicate Nance; QO.053.00 - Alicate Meia Cana; QO.058.00 - Alicate para Gancho; QO.065.00 - Alicate 3 em 1; QO.074.00 - Alicate Young; QO.109.00 - Alicate De La Rosa; QO.110.00 - Alicate How Reto; QO.111.00 - Alicate How Curvo; QO.114.00 - Alicate Johnson; QO.114.14 - Alicate Johnson Acadêmico; QO.121.00 - Alicate Bico Chato; QO.121.14 - Alicate Bico Chato Acadêmico; QO.125.14 - Alicate Weingart sem wídia; QO.130.00 - Alicate para Fio Longo; QO.139.00 - Alicate Angles; QO.139.14 - Alicate Angles Acadêmico; QO.141.00 - Alicate para Matriz Individual; QO.141.14 - Alicate para Matriz Individual Acadêmico; QO.155.00 - Alicate para Banda Inferior; QO.157.00 - Alicate para Banda Superior; QO.168.00 - Alicate Dobra V; QO.170.00 - Alicate Marcotte; QO.195.00 - Alicate para Barra Palatina ; QO.200.00 - Alicate Trident; QO.218.20 - Pinça Lambotte Boca Móvel 20cm; QO.218.25 - Pinça Lambotte Boca Móvel 25cm; QO.218.32 - Pinça Lambotte Boca Móvel 32cm; QO.222.01 - Alicate para Torque Individual Macho; QO.222.02 - Alicate para Torque Individual Fêmea; QO.325.00 - Alicate Universal; QO.346.00 - Alicate Removedor Brackets ; QO.347.00 - Alicate Saca Bandas; QO.349.00 - Alicate Removedor de Resinas; QO.350.00 - Alicate Omega Loop; QO.397.14 - Pinça

Redução com Cremalheira 14cm; QO.397.16 - Pinça Redução Encaixe Fixo 16cm; QO.397.24 - Pinça Redução Encaixe Fixo 24cm; QO.397.26 - Pinça Redução Encaixe Fixo 26cm; QO.398.14 - Pinça Redução Auto Centrante 14cm; QO.398.19 - Pinça Redução Auto Centrante 19cm; QO.398.24 - Pinça Redução Auto Centrante 24cm; QO.398.26 - Pinça Redução Auto Centrante 26cm; QO.399.13 - Pinça Redução com Ponta 13cm; QO.399.20 - Pinça Redução com Ponta 20cm; QO.410.00 - Alicate para Arco Lingual; QO.431.01 - Pinça Redução 1x1 Dente; QO.431.02 - Pinça Redução 2x2 Dentes; QO.442.00 - Alicate Torque; QO.550.10 - Porta Agulha Mathieu para Ortodontia 10cm; QO.550.11 - Porta Agulha Mathieu para Ortodontia 11cm; QO.550.12 - Porta Agulha Mathieu para Ortodontia 12cm; QO.550.13 - Porta Agulha Mathieu para Ortodontia 13cm; QO.550.14 - Porta Agulha Mathieu para Ortodontia; QO.550.15 - Porta Agulha Mathieu para Ortodontia 15cm; QO.550.16 - Porta Agulha Mathieu para Ortodontia 16cm; QO.550.17 - Porta Agulha Mathieu para Ortodontia 17cm; QO.640.10 - Porta Agulha Mathieu Modificado para Ortodontia 10cm; QO.640.11 - Porta Agulha Mathieu Modificado para Ortodontia 11cm; QO.640.12 - Porta Agulha Mathieu Modificado para Ortodontia 12cm; QO.640.13 - Porta Agulha Mathieu Modificado para Ortodontia 13cm; QO.640.14 - Porta Agulha Mathieu Modificado para Ortodontia; QO.640.15 - Porta Agulha Mathieu Modificado para Ortodontia 15cm; QO.640.16 - Porta Agulha Mathieu Modificado para Ortodontia 16cm; QO.640.17 - Porta Agulha Mathieu Modificado para Ortodontia 17cm; QO.740.10 - Porta Agulha Mathieu para Ligadura Elástica 10cm; QO.740.11 - Porta Agulha Mathieu para Ligadura Elástica 11cm; QO.740.12 - Porta Agulha Mathieu para Ligadura Elástica 12cm; QO.740.13 - Porta Agulha Mathieu para Ligadura Elástica 13cm; QO.740.14 - Porta Agulha Mathieu para Ligadura Elástica; QO.740.15 - Porta Agulha Mathieu para Ligadura Elástica 15cm; QO.740.16 - Porta Agulha Mathieu para Ligadura Elástica 16cm; QO.740.17 - Porta Agulha Mathieu para Ligadura Elástica 17cm; QO.755.00 - Alicate Hollow Shop; QO.760.00 - Alicate de Finalização da Invisalign; QO.801.16 - Pinça Quinelato para Prender Enxerto; QO.801.17 - Pinça para Prender Enxerto Fenestrada; QO.801.18 - Pinça para Prender Enxerto Fenestrada / Três Furos; QO.840.12 - Pinça Multi Uso Reta 12cm; QO.841.12 - Pinça Multi Uso Curva 12cm; QO.985.14 - Pinça Dandy 14cm; QR.101.00 - Pinça Randall Jogo com 4 Peças; QR.101.01 - Pinça Randall nº 1; QR.101.02 - Pinça Randall nº 2; QR.101.03 - Pinça Randall nº 3; QR.101.04 - Pinça Randall nº 4; QR.101.05 - Pinça Randall nº 5; QR.101.06 - Pinça Randall nº 6; QR.223.01 - Pinça Dejardins nº 1; QR.223.02 - Pinça Dejardins nº 2; QR.461.23 - Pinça Millin 23cm; QR.463.23 - Pinça Millin 23cm - 9x 10 Dentes; QR.465.24 - Pinça Millin 24cm; QR.467.28 - Afastador Millin 28cm; QR.469.18 - Afastador Millin com 4 Válvulas; QS.145.31 - Fórceps Simpson Braun 31cm; QS.145.33 - Forceps Simpson Braun 33cm; QS.145.35 - Fórceps Simpson Braun 35cm; QS.145.36 - Forceps Simpson Braun 36cm; QS.195.42 - Fórceps Kielland 42cm; QS.213.28 - Forceps Marelli 28cm; QS.344.01 - Pinça Winter Reta nº. 1; QS.344.02 - Pinça Winter Reta nº. 2; QS.344.03 - Pinça Winter Reta nº. 3; QS.345.01 - Pinça Winter Curva nº. 1; QS.345.02 - Pinça Winter Curva nº. 2; QS.345.03 - Pinça Winter Curva nº. 3; QS.383.24 - Pinça Kocgan 24cm; QS.401.24 - Pinça Schroeder 24cm; QS.401.25 - Pinça Quinelato Histerectomia sem Prolapso Curva Forte; QS.403.25 - Pinça Quinelato Histerectomia sem Prolapso Curva; QS.618.17 - Pinça Pozzi 17cm; QS.618.25 - Pinça Pozzi 25cm; QS.630.10 - Espéculo Collin

para Virgem; QS.630.28 - Espéculo Collin nº. 1; QS.630.35 - Espéculo Collin nº. 2; QS.630.40 - Espéculo Collin nº. 3; QS.658.26 - Pinça Dartigues 26cm; QS.658.27 - Pinça Dartigues 27cm; QS.702.24 - Pinça Museux Reta 24cm; QS.703.24 - Pinça Museux Curva 24cm; QX.141.16 - Pinça Hartmann Nasal 16cm; QX.142.22 - Pinça Asch 22,5cm; QX.155.13 - Abre boca Doyen; QX.222.10 - Abre Boca Mac Ivor com 3 Abaixa Língua; QX.227.01 - Pinça Bruenings nº 1; QX.227.02 - Pinça Bruenings nº 2; QX.227.03 - Pinça Bruenings nº 3; QX.227.04 - Pinça Bruenings nº 4; QX.231.11 - Abre boca Whithead 11cm; QX.231.13 - Abre boca Whithead 13cm; QX.237.11 - Abre boca Jennings 11cm; QX.237.13 - Abre boca Jennings 13cm; QX.238.01 - Espéculo Hartmann Adulto nº 1; QX.238.02 - Espéculo Hartmann Adulto nº 2; QX.238.03 - Espéculo Hartmann Adulto nº 3; QX.240.01 - Espéculo Hartmann Infantil nº 1; QX.240.02 - Espéculo Hartmann Infantil nº 2; QX.407.12 - Pinça Hartmann Auricular 12cm; QX.407.14 - Pinça Hartmann Auricular 14cm; QX.407.15 - Pinça Hartmann Auricular 15cm; QX.425.01 - Pinça Hartmann Auricular nº 1; QX.447.18 - Pinça Schnidt curva 18 cm; QX.447.19 - Pinça Schnidt Curva 19cm; QX.448.18 - Pinça Schnidt reta 18 cm; QX.448.19 - Pinça Schnidt reta 19 cm; QX.449.18 - Pinça Schnidt Curva Forte 19cm; QX.449.19 - Pinça Schnidt Curva Forte 19cm; QX.856.01 - Espéculo Killian nº 1; QX.856.02 - Espéculo Killian nº 2; QX.856.03 - Espéculo Killian nº 3; QZ.010.01 - Afastador Ankeney para Criança; QZ.010.02 - Afastador Ankeney Pequeno; QZ.010.03 - Afastador Ankeney Médio; QZ.010.04 - Afastador Ankeney Grande com 18 Válvulas; QZ.010.05 - Afastador Ankeney para Adolescente; QZ.011.00 - Afastador Quinelato para Tórax; QZ.013.00 - Afastador Dinkhuysen para Mama e Mitral; QZ.013.01 - Afastador Dinkhuysen para Mama; QZ.013.02 - Afastador Dinkhuysen para Mitral; QZ.015.01 - Afastador Finochietto Baby; QZ.015.02 - Afastador Finochietto Infantil; QZ.015.03 - Afastador Finochietto Adulto; QZ.015.04 - Afastador Finochietto com 6 Válvulas; QZ.015.05 - Afastador Finochietto para Neonatal; QZ.017.01 - Afastador Doutor Marcelo para Minitoractomia; QZ.026.04 - Afastador Beckmann 4 Dentes Rombo; QZ.027.04 - Afastador Beckmann 4 Dentes Agudo; QZ.027.05 - Afastador Beckmann 5 Dentes Agudo; QZ.028.05 - Afastador Beckmann 5 Dentes Rombo; QZ.030.14 - Afastador Gelpi 14cm; QZ.030.16 - Afastador Gelpi 16cm; QZ.030.18 - Afastador Gelpi 18cm; QZ.040.11 - Afastador Weitlaner Agudo 11cm; QZ.040.14 - Afastador Weitlaner Agudo 14cm; QZ.040.16 - Afastador Weitlaner Agudo 16cm; QZ.040.17 - Afastador Weitlaner agudo 17cm; QZ.040.18 - Afastador Weitlaner Agudo 18cm; QZ.040.20 - Afastador Weitlaner Agudo 20cm; QZ.040.21 - Afastador Weitlaner agudo 21cm; QZ.040.22 - Afastador Weitlaner agudo 22cm; QZ.041.11 - Afastador Weitlaner Rombo 11cm; QZ.041.14 - Afastador Weitlaner Rombo 14cm; QZ.041.16 - Afastador Weitlaner Rombo 16cm; QZ.041.17 - Afastador Weitlaner rombo 17 cm; QZ.041.18 - Afastador Weitlaner Rombo 18cm; QZ.041.20 - Afastador Weitlaner Rombo 20cm; QZ.041.21 - Afastador Weitlaner rombo 21 cm; QZ.041.22 - Afastador Weitlaner rombo 22 cm; QZ.042.00 - Afastador Henley para carótida; QZ.060.11 - Afastador Weitlaner Henley Agudo 11cm; QZ.060.14 - Afastador Weitlaner Henley Agudo 14cm; QZ.060.16 - Afastador Weitlaner Henley Agudo 16cm; QZ.060.18 - Afastador Weitlaner Henley Agudo 18cm; QZ.061.11 - Afastador Weitlaner Henley Rombo 11cm; QZ.061.14 - Afastador Weitlaner Henley Rombo 14cm; QZ.061.16 - Afastador Weitlaner Henley Rombo 16cm; QZ.061.18 - Afastador Weitlaner Henley

Rombo 18cm; QZ.202.18 - Pinça Duval 18cm; QZ.202.20 - Pinça Duval 20cm; QZ.202.21 - Pinça Duval 21cm; QZ.205.23 - Pinça Mixter Curva Delicada 23cm; QZ.207.24 - Pinça Semb 24cm; QZ.209.18 - Pinça Gemini 18cm; QZ.209.23 - Pinça Gemini 23cm; QZ.211.21 - Pinça Moynihan 21cm; QZ.213.18 - Pinça Schmidt Curva Forte 18cm ; QZ.215.28 - Pinça Saca Trombo; QZ.217.34 - Pinça para Válvula Mitral; QZ.236.01 - Pinça Debaquey Castanheda Reta 12,5cm nº. 1 - Cabo Reto; QZ.236.02 - Pinça Debaquey Castanheda 25º 12,5cm nº 2 - Cabo Reto; QZ.236.03 - Pinça Debaquey Castanheda 45º 12,5cm nº 3 - Cabo Reto; QZ.236.04 - Pinça Debaquey Castanheda 60º 12,5cm nº 4 - Cabo Reto; QZ.236.05 - Pinça Debaquey Castanheda 90º 12,5cm nº 5 - Cabo Reto; QZ.236.06 - Pinça Debaquey Castanheda Tipo Derra 17mm nº 6 - Cabo Reto; QZ.236.07 - Pinça Debaquey Castanheda Tipo Derra 12mm nº 7 - Cabo Reto; QZ.236.08 - Pinça Debaquey Castanheda Tipo Derra 14mm nº 8 - Cabo Reto; QZ.236.09 - Pinça Debaquey Castanheda Tipo Derra 10mm nº 9 - Cabo Reto; QZ.236.10 - Pinça Debaquey Castanheda 13mm nº 10 - Cabo Reto; QZ.236.11 - Pinça Debaquey Castanheda 23mm nº 11 - Cabo Reto; QZ.236.12 - Pinça Debaquey Castanheda Baioneta nº 12 - Cabo Reto; QZ.236.13 - Pinça Debaquey Castanheda Bi-Articulada nº 13 - Cabo Reto; QZ.236.14 - Pinça Debaquey Castanheda Curva Colher nº 14 - Cabo Reto; QZ.236.15 - Pinça Debaquey Castanheda Curva Colher nº 15 - Cabo Reto; QZ.236.16 - Pinça Debaquey Castanheda Curva Colher nº 16 - Cabo Reto; QZ.236.17 - Pinça Debaquey Castanheda Curva nº 17 - Cabo Reto; QZ.236.18 - Pinça Debaquey Castanheda Curva Forte nº 18 - Cabo Reto; QZ.236.19 - Pinça Debaquey Castanheda Tipo Derra 11,5mm nº 19 - Cabo Reto; QZ.237.01 - Pinça Debaquey Castanheda Reta 12,5cm nº. 1 - Cabo Curvo; QZ.237.02 - Pinça Debaquey castanheda 25º 12,5cm nº 2 - Cabo Curvo; QZ.237.03 - Pinça Debaquey castanheda 45º 12,5cm nº 3 - Cabo Curvo; QZ.237.04 - Pinça Debaquey castanheda 60º 12,5cm nº 4 - Cabo Curvo; QZ.237.05 - Pinça Debaquey castanheda 90º 12,5cm nº 5 - Cabo Curvo; QZ.237.06 - Pinça Debaquey castanheda tipo Derra 17mm nº 6 - Cabo Curvo; QZ.237.07 - Pinça Debaquey Castanheda Tipo Derra 12mm nº. 7 - Cabo Curvo; QZ.237.08 - Pinça Debaquey castanheda tipo Derra 14mm nº 8 - Cabo Curvo; QZ.237.09 - Pinça Debaquey castanheda tipo Derra 10mm nº 9 - Cabo Curvo; QZ.237.10 - Pinça Debaquey castanheda 13mm nº 10 - Cabo Curvo; QZ.237.11 - Pinça Debaquey castanheda 23mm nº 11 - Cabo Curvo; QZ.237.12 - Pinça Debaquey castanheda baioneta nº 12 - Cabo Curvo; QZ.237.13 - Pinça Debaquey castanheda bi-articulada nº 13 - Cabo Curvo; QZ.237.14 - Pinça Debaquey castanheda curva colher nº 14 - Cabo Curvo; QZ.237.15 - Pinça Debaquey castanheda curva colher nº 15 - Cabo Curvo; QZ.237.16 - Pinça Debaquey Castanheda Curva Colher nº. 16 - Cabo Curvo; QZ.237.17 - Pinça Debaquey castanheda curva nº 17 - Cabo Curvo; QZ.237.18 - Pinça Debaquey castanheda curva forte nº 18 - Cabo Curvo; QZ.237.19 - Pinça Debaquey Castanheda Tipo Derra 11,5mm nº. 19 - Cabo Curvo; QZ.238.01 - Pinça Debaquey Castanheda Reta 12,5cm nº 1 - Cabo Angulado; QZ.238.02 - Pinça Debaquey Castanheda 25º 12,5cm nº 2 - Cabo Angulado; QZ.238.03 - Pinça Debaquey Castanheda 45º 12,5cm nº 3 - Cabo Angulado; QZ.238.04 - Pinça Debaquey Castanheda 60º 12,5cm nº. 4 - Cabo Angulado; QZ.238.05 - Pinça Debaquey Castanheda 90º 12,5cm nº 5 - Cabo Angulado; QZ.238.06 - Pinça Debaquey Castanheda Tipo Derra 17mm nº 6 - Cabo Angulado; QZ.238.07 - Pinça Debaquey Castanheda Tipo Derra 12mm nº 7 - Cabo Angulado; QZ.238.08 - Pinça Debaquey Castanheda Tipo Derra 14mm nº 8 - Cabo Angulado; QZ.238.09 - Pinça Debaquey

Castanheda Tipo Derra 10mm nº 9 - Cabo Angulado; QZ.238.10 - Pinça Debakey Castanheda 13mm nº 10 - Cabo Angulado; QZ.238.11 - Pinça Debakey Castanheda 23mm nº 11 - Cabo Angulado; QZ.238.12 - Pinça Debakey Castanheda Baioneta nº 12 - Cabo Angulado; QZ.238.13 - Pinça Debakey Castanheda Bi-Articulada nº 13 - Cabo Angulado; QZ.238.14 - Pinça Debakey Castanheda Curva Colher nº 14 - Cabo Angulado; QZ.238.15 - Pinça Debakey Castanheda Curva Colher nº 15 - Cabo Angulado; QZ.238.16 - Pinça Debakey Castanheda Curva Colher nº 16 - Cabo Angulado; QZ.238.17 - Pinça Debakey Castanheda Curva nº 17 - Cabo Angulado; QZ.238.18 - Pinça Debakey Castanheda Curva Forte nº 18 - Cabo Angulado; QZ.238.19 - Pinça Debakey Castanheda Tipo Derra 11,5mm nº 19 - Cabo Angulado; QZ.239.01 - Pinça Debakey Castanheda Reta 12,5cm nº 1 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.02 - Pinça Debakey Castanheda 25º 12,5cm nº 2 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.03 - Pinça Debakey Castanheda 45º 12,5cm nº 3 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.04 - Pinça Debakey Castanheda 60º 12,5cm nº 4 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.05 - Pinça Debakey Castanheda 90º 12,5cm nº 5 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.06 - Pinça Debakey Castanheda Tipo Derra 17mm nº 6 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.07 - Pinça Debakey Castanheda Tipo Derra 12mm nº 7 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.08 - Pinça Debakey Castanheda Tipo Derra 14mm nº 8 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.09 - Pinça Debakey Castanheda Tipo Derra 10mm nº 9 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.10 - Pinça Debakey Castanheda 13mm nº 10 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.11 - Pinça Debakey Castanheda 23mm nº 11 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.12 - Pinça Debakey Castanheda Baioneta nº 12 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.13 - Pinça Debakey Castanheda Bi-Articulada nº 13 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.14 - Pinça Debakey Castanheda Curva Colher nº 14 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.15 - Pinça Debakey Castanheda Curva Colher nº 15 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.16 - Pinça Debakey Castanheda Curva Colher nº 16 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.17 - Pinça Debakey Castanheda Curva nº 17 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.18 - Pinça Debakey Castanheda Curva Forte nº 18 - Cabo Angulado Forte; QZ.239.19 - Pinça Debakey Castanheda Tipo Derra 11,5mm nº 19 - Cabo Angulado Forte; QZ.245.11 - Pinça Noon A-V p/ fistula 11cm; QZ.303.06 - Pinça Bulldog Glover Curva com Mola 5,5cm ; QZ.303.07 - Pinça Bulldog Glover Curva com Mola 7cm ; QZ.303.09 - Pinça Bulldog Glover Curva com Mola 8,5cm ; QZ.303.11 - Pinça Bulldog Glover Curva com Mola 10,5cm ; Z.304.06 - Pinça Bulldog Glover Reta com Mola 6cm; QZ.304.07 - Pinça Bulldog Glover Reta com Mola 7cm; QZ.304.09 - Pinça Bulldog Glover Reta com Mola 9cm; QZ.304.11 - Pinça Bulldog Glover Reta com Mola 11cm; QZ.308.18 - Pinça Debakey em "S" 18 cm; QZ.308.19 - Pinça Debakey em "S" 19 cm; QZ.308.20 - Pinça Debakey em "S" 20 cm; QZ.310.23 - Pinça Debakey Reta para Coarctação 23cm; QZ.311.23 - Pinça Debakey Angulada no Cabo para Coarctação 23cm; QZ.313.00 - Pinça Clamp Tipo Colher; QZ.313.18 - Pinça Quinelato Aorta para Criança 18cm; QZ.313.20 - Pinça Debakey Vascular Periférica Angulada 20cm; QZ.314.10 - Pinça Debakey Vascular Pediatrica Angulada 90º - 10cm; QZ.314.12 - Pinça Debakey Vascular Pediatrica Angulada 90º - 12cm; QZ.315.18 - Pinça Debakey Vascular Periférica Curva 18,5cm; QZ.317.18 - Pinça Quinelato Clamp Vascular 18cm; QZ.319.17 - Pinça Doutor Marcelo Angulada 60º para Aorta de Criança; QZ.319.18 - Pinça Doutor Marcelo Angulada 90º para Aorta de Criança; QZ.319.26 - Pinça Debakey Curva para Aorta 26cm; QZ.319.29 - Pinça Debakey Curva para Aorta

29cm; QZ.319.31 - Pinça Debakey Curva para Aorta 31cm; QZ.319.33 - Pinça All América com Cremalheira Longa 33cm; QZ.320.18 - Pinça Doutor Jatene 18cm; QZ.321.25 - Pinça Debakey Angulada para Aorta 60° 25cm; QZ.321.32 - Pinça Debakey Angulada para Aorta 60° 32cm; QZ.321.33 - Pinça Debakey Angulada para Aorta 60° 32cm - Cremalheira Longa; QZ.323.16 - Pinça Cooley 16,5cm; QZ.325.23 - Pinça Quinelato Média para Aorta 23cm ; QZ.327.11 - Pinça Satinsky 24,5cm - Ponta 115mm; QZ.327.35 - Pinça Satinsky 24,5cm - Ponta 35mm; QZ.327.45 - Pinça Satinsky 24,5cm - Ponta 45mm; QZ.327.55 - Pinça Satinsky 24,5cm - Ponta 55mm; QZ.327.65 - Pinça Satinsky 24,5cm - Ponta 65mm; QZ.327.75 - Pinça Satinsky 24,5cm - Ponta 75mm; QZ.328.35 - Pinça Satinsky 19,5cm - Ponta 35mm; QZ.328.40 - Pinça Satinsky 12cm - Ponta 40mm; QZ.328.45 - Pinça Satinsky 26cm - Ponta 45mm; QZ.328.55 - Pinça Satinsky 26,5cm - Ponta 55mm; QZ.328.65 - Pinça Satinsky 27,5cm - Ponta 65mm; QZ.328.75 - Pinça Satinsky 28cm - Ponta 75mm; QZ.329.17 - Pinça Debakey Curva Colher 17cm; QZ.329.22 - Pinça Debakey curva colher 22cm; QZ.331.17 - Pinça Beck 17cm; QZ.331.20 - Pinça Beck 20cm; QZ.333.22 - Pinça Lambert Kay 22cm; QZ.379.14 - Pinça Baby Mixer Curva Forte 14cm; QZ.401.10 - Pinça Quinelato para Prematuro Angulada no Cabo 10cm; QZ.403.10 - Pinça Quinelato para Prematuro Ponta Angulada 60° 10cm; QZ.405.10 - Pinça Quinelato para Prematuro Tipo Derra 10cm; QZ.407.10 - Pinça Quinelato para Prematuro Curva Colher 10cm; QZ.409.10 - Pinça Quinelato para Prematuro Tipo Satinsky 10cm; QZ.411.10 - Pinça Quinelato para Prematuro Ponta Angulada 30° 10cm; QZ.413.18 - Pinça Leland Jones para Vasos periférica Angulada 60° 19cm; QZ.413.19 - Pinça Leland Jones para Vasos periférica Angulada 30° 19cm; QZ.413.20 - Pinça Leland Jones para Vasos periférica Angulada 15° 19cm; QZ.414.15 - Pinça Baidrigde Reta 15cm; QZ.414.18 - Pinça Baidrigde Reta 18cm; QZ.415.15 - Pinça Baidrigde Curva 15cm; QZ.415.18 - Pinça Baidrigde Curva 18cm; QZ.416.01 - Pinça para Toracotomia Lateral Ponta para Baixo; QZ.416.02 - Pinça para Toracotomia Lateral Ponta para Cima; QZ.417.19 - Pinça Debakey para Vasos periférica Curva na Ponta e Cabo 19cm; QZ.419.30 - Pinça Debakey para Aneurisma Curva 30cm; QZ.423.26 - Pinça Debakey para Ligadura Curva 26cm; QZ.440.17 - Pinça Debakey Reta para Coarctação 17cm; QZ.447.17 - Pinça Debakey Angulada no Cabo para Coarctação 17cm; QZ.456.16 - Pinça Derra 16cm; QZ.456.17 - Pinça Derra 17cm; QZ.456.18 - Pinça Derra 18cm; QZ.465.17 - Pinça Derra Forte; QZ.512.15 - Pinça Derra para Neonato 15cm; QZ.513.17 - Pinça Quinelato Angulada para Neonato 17cm; QZ.586.22 - Pinça Lemole Strong; QZ.601.23 - Pinça Gemini Longa Modificada; QZ.603.00 - Afastador Autostático para Tunel; QZ.610.15 - Pinça Liga Clip Pequeno Ponta Reta 15cm; QZ.610.19 - Pinça Liga Clip Pequeno Ponta Reta 19cm; QZ.611.15 - Pinça Liga Clip Pequeno Ponta Angulada 15cm; QZ.611.19 - Pinça Liga Clip Pequeno Ponta Angulada 19cm; QZ.620.15 - Pinça Liga Clip Médio Ponta Reta 15cm; QZ.620.19 - Pinça Liga Clip Médio Ponta Reta 19cm; QZ.620.28 - Pinça Liga Clip Médio Ponta Reta 28cm; QZ.621.15 - Pinça Liga Clip Médio Ponta Angulada 15cm; QZ.621.19 - Pinça Liga Clip Médio Ponta Angulada 19cm; QZ.621.28 - Pinça Liga Clip Médio Ponta Angulada 28cm; QZ.630.19 - Pinça Liga Clip Médio Grande Ponta Reta 19cm; QZ.630.28 - Pinça Liga Clip Médio Grande Ponta Reta 28cm; QZ.631.19 - Pinça Liga Clip Médio Grande Ponta Angulada 19cm; QZ.631.28 - Pinça Liga Clip Médio Grande Ponta Angulada 28cm; QZ.640.19 - Pinça Liga Clip Grande Ponta Reta 19cm; QZ.640.28 - Pinça Liga Clip

Grande Ponta Reta 28cm; QZ.641.19 - Pinça Liga Clip Grande Ponta Angulada 19cm; QZ.641.28 - Pinça Liga Clip Grande Ponta Angulada 28cm; QZ.902.00 - Pinça Cosgrove; QZ.960.28 - Pinça Vascular tipo Resano 3 Articulações 28cm; Q72201 - Anel Segmentado EAGLE, pequeno; Q72200-SA - Anel Segmentado EAGLE para Strong Arm PLUS, Grande, Ajustável; Q72201-SA - Anel Segmentado para StrongArm PLUS, Pequeno; Q69029 - Anel Perineal Segmentado, 9½" x 14½", (23.8cm x 36.3cm); Q69031 - Anel Elíptico Segmentado, 14" x 15", (35cm x 37.5cm); Q69196 - Anel Semicírculo Médio, 10½" , 26.3cm; Q69260 - Anel Semicírculo Pequeno, 8½" , 21.3cm; Q69262 - Anel Semicírculo Grande, 12½" , 31.3cm; Q72027 - Anel Segmentado Oval Médio, 10½" x 19", (26.3cm x 47.5cm); Q72027-125 - Anel Segmentado Oval Grande, 12½" x 19", (31.3cm x 47.5cm); Q72027-85 - Anel Segmentado Oval Pequeno, 8½" x 14", (20cm x 35cm); Q72282 - Anel Segmentado Redondo, Ø5", 12.5cm, par.; Q72283 - Anel Segmentado Oval, 5" x 7", 12.5cm x 17.5cm; Q72284 - Anel Segmentado Redondo, Ø6.½", 16.5cm, par.; Q72285 - Anel Segmentado Oval, 6½" x 10", 16.25cm x 25cm; Q72287 - Anel Segmentado Oval, 5" x 8½", 12.5cm x 21.25cm; Q72289 - Anel Segmentado Oval, 6½" x 8½", 16.25cm x 21.25cm; QZ.303.04 - Pinça Bulldog Glover Curva com Mola 6,5cm ; QZ.303.05 - Pinça Bulldog Glover Curva com Mola 6cm; QZ.303.10 - Pinça Bulldog Glover Curva com Mola 9cm ; QZ.303.12 - Pinça Bulldog Glover Curva com Mola 11cm ; QZ.304.04 - Pinça Bulldog Glover Reta com Mola 6,5cm ; QZ.304.05 - Pinça Bulldog Glover Reta com Mola 5,5cm ; QZ.304.08 - Pinça Bulldog Glover Reta com Mola 8,5cm ; QZ.304.10 - Pinça Bulldog Glover Reta com Mola 10,5cm ; QZ.398.06 - Pinça Bulldog Glover com Mola Reta 6cm; QZ.398.07 - Pinça Bulldog Glover com Mola Reta 7cm; QZ.399.06 - Pinça Bulldog Glover com Mola Curvaa 5,5cm; QZ.399.07 - Pinça Bulldog Glover com Mola Curvaa 6,5cm; QH.949.00 - Pinça Michel Duplo Efeito para Agrade 13cm; QN.570.14 - Porta Agulha para Micro Cirurgia 14cm; QS.620.19 - Pinça Willet para Couro Cabeludo 19cm; QS.621.14 - Pinça Martel para Couro Cabeludo 14cm; QS.621.15 - Pinça Martel para Couro Cabeludo 15cm; QR.451.01 - Haste Afastador de Rim.

ACESSÓRIOS: Q69019 - Barra Primária Davida, 6", 15cm; Q69053 - Poste Giratório para Sistemas Universais; Q69054 - Braço Articulado Universal, SS Tip; Q69054-BS01 - Braço Articulado Universal, SS Tip, Distal; Q69054-D - Braço Articulado Universal, Delrin Tip; Q69054-D-BS01 - Braço Articulado Universal, Delrin Tip, Distal; Q69054-DLR - Braço Articulado Universal, Poste Longo, Delrin Tip; Q69054-DLR-BS01 - Braço Articulado Universal, Poste Longo, Delrin Tip, Distal; Q69054-LR - Braço Articulado Universal, Poste Longo, SS Tip; Q69054-LR-BS01 - Braço Articulado Universal, Poste Longo, SS Tip, Distal; Q69054-QC - Braço Articulado Universal, QC Hex Fit; Q69054-QC-BS01 - Braço Articulado Universal, QC Hex Fit, Distal; Q69054-QCLR - Braço Articulado Universal, Poste Longo, QC Hex Fit; Q69054-QCLR-BS01 - Braço Articulado Universal, Poste Longo, QC Hex Fit, Distal; Q69055 - Braço Duplo Universal, SS Tip; Q69055-D - Braço Duplo Universal, Delrin Tip; Q69055-DLR - Braço Duplo Universal, Poste Longo, Delrin Tip; Q69055-DSL - Braço Duplo Universal, Poste Longo, Delrin Tip/SS Tip; Q69055-LR - Braço Duplo Universal, Poste Longo, SS Tip; Q69055-QC - Braço Duplo Universal, QC Hex Fit; Q69055-QC-BS02 - Braço Duplo Universal, QC Hex Fit, Distal; Q69055-QCLR - Braço Duplo Universal, Poste Longo, 2 QC Hex Fit; Q69055-QCLR-BS02 - Braço Duplo

Universal, Poste Longo, 2 QC Distal; Q69074 - Draughn Lap-Rack; Q69097-FR - Lap-Rack Mount; Q69098 - Poste Giratório Longo Alcance para Sistemas Universais; Q72013-C - Conector com Bloqueio Rápido, 1" x 1", (2.5cm x 2.5cm); Q72028 - Barra Horizontal Flexível Ø1", 2.5cm; Q72029 - Apoio Rígido para Endoscopia, Delrin Tip; Q72051 - Apoio Rígido para Endoscopia, SS Tip; Q72103 - Braço Articulado Bookler; Q72124 - Mecanismo de Trinco IMA; Q72200 - Armação Eagle com Fenda e Anel, 10½" x 14" (26.3cm x 35cm); Q72295 - Anel com Fenda 7", (17.5cm); Q73000 - Braço Rígido, Braço Único, QC Hex Fit e Adaptador; Q73000-DT - Braço Rígido, Braço Único, Delrin Tip e Adaptador; Q73000-QG10 - Braço Rígido, Braço Único, 10mm Quick Grip Tip e Adaptador; Q73000-QG5 - Braço Rígido, Braço Único, 5mm Quick Grip Tip e Adaptador; Q73000-RBA - Braço Rígido, Braço Único, Ponta Bookler e Adaptador; Q73000-SA - Braço Rígido, Braço Único, QC Hex Fit e Adaptador (uso pediátrico); Q73000-ST - Braço Rígido, Braço Único, SS Tip e Adaptador; Q73000-TM - Braço Rígido, Topo Montado, QC Hex Fit e Adaptador; Q73001 - Braço Rígido, Braço Único, QC Hex Fit ; Q73001-SA - Braço Rígido, Braço Único, QC Hex Fit (uso pediátrico); Q73001-TM - Braço Rígido, Topo Montado, QC Hex Fit; Q73010 - Braço Duplo, Braço Rígido, QC Hex Fit e Adaptador; Q73012 - Braço Duplo, Braço Rígido, QC Hex Fit ; Q73030 - Braço Triplo, QC Hex Fit e Adaptador; Q73032 - Braço Triplo, QC Hex Fit; Q73000 - Braço Rígido /Braço Articulado, QC Hex Fit e Adaptador; Q69589-CL - Suporte para Afastador, Grande, com conexão Clasper; Q69589-CS - Suporte para Afastador, Pequena, com conexão Clasper; Q69708-MB - Conexão Hex Fitting com cremalheira para Mini-Bookler; Q73000-2SA-H - Braço StrongArm, com 2 braços pequenos, Hudson Fitting e Trilho; Q73001-2SA-H - Braço StrongArm, com 2 braços pequenos, Hudson Fitting e sem Trilho; Q73056-BC - Braço StrongArm PLUS , com 2 braços pequenos, com conexão Clasp e sem Trilho; Q73057-BC - Braço StrongArm PLUS com Barra Horizontal e conexão para Bookler; Q73001-2SA-H - Braço StrongArm para Dardik com posicionador e conector Hudson; Q69026 - Engate Pequeno Davida, 3", 7.5cm Q69035 - Braço Adicional Extra Grande Davida, suporta até 2"; Q69592 - Barra de Extensão Retractor Frame; Q72026 - Mecanismo de Trinco Inclinado; Q72294 - Mini Mecanismo de Trinco Inclinado; QE.012.01 - Gancho para Afastador de Mamária Curto – Par; QE.012.02 - Gancho para Afastador de Mamária Longo – Par; Q69022 - Barra Secundária Flutuante Davida, 12", 30cm

5. Indicação de Uso/Finalidade

Os Instrumentos da família Instrumentos Cirúrgicos Articulados Não Cortantes Quinelato são utilizados em intervenções cirúrgicas: odontológicas e médicas, bem como para exames e procedimentos ambulatoriais.

6. Modo de Uso do Produto

6.1. Instruções:

A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do instrumento a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante

realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atente pelas condições de uso e limpeza. A esterilização é obrigatória e deve ter sua eficiência comprovada. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

6.2. Utilização:

A utilização dos instrumentos descritos nesse processo deve sempre ser feita sob orientação técnica e restrita aos ambientes clínicos e hospitalares, com os seguintes cuidados:

Manuseio e movimentação:

Os instrumentos devem ser transportados e manuseados de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Devem ser manipulados cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer instrumental que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e encaminhado ao responsável técnico habilitado da instituição para inspeção, mesmo que já tenha passado por esta etapa.

Inspeção Técnica:

Todos os instrumentos da família, antes de serem disponibilizados para uso, devem ser submetidos à inspeção técnica por responsável habilitado. As peças reprovadas devem ser separadas para revisão e manutenção pelo fornecedor ou destinadas para descarte.

Limpeza:

Os instrumentos devem ser removidos de suas embalagens e limpos com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%. Após limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril e secos com pano de limpeza que não libere fibras.

IMPORTANTE: Detergente com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados.

Esterilização:

Os instrumentos devem ser esterilizados antes do uso. Os parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento.

NOTA: Todo o instrumental deve ser lavado imediatamente após sua utilização e antes que as secreções ou sangue possam secar. Aqueles que puderem devem ser lavados e desmontados.

6.3. Reutilização:

O processo para reutilização do instrumental cirúrgico envolve, no mínimo, cinco etapas básicas: limpeza prévia, descontaminação, lavagem, enxágue e a secagem.

Limpeza prévia:

Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado evitando o endurecimento de sujidades oriundas deste procedimento. A limpeza deve ter uma padronização evitando a disseminação de contaminação e danos ao instrumental. Todo procedimento de limpeza manual deve ser realizado utilizando-se equipamentos de proteção individual apropriados. Nas operações de limpeza em equipamentos automáticos, as instruções dos fabricantes devem ser rigorosamente seguidas, em especial quanto aos produtos e à qualidade da água a serem empregados.

Os instrumentais devem ser introduzidos abertos ou desmontados, quando pertinente.

Em hipótese alguma, deve-se empregar palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo os saponáceos, para remoção de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza.

Deve-se assegurar que o instrumental esteja livre de qualquer produto de preservação, bem como de qualquer sujidade oriunda da estocagem ou do procedimento de reparo. A presença de produtos não hidrossolúveis pode acarretar a formação de barreiras físicas, protegendo microrganismos da ação de germicidas, bem como proporcionar a retenção de sujidades indesejáveis à posterior utilização do instrumental. A qualidade da água é fator fundamental tanto para o processo de limpeza, quanto para a conservação do instrumental. A presença de elementos particulados, a concentração de elementos ou substâncias químicas, e o desequilíbrio de pH pode deteriorar o instrumento durante o processo de limpeza. A combinação de alguns destes parâmetros pode levar a incrustação de precipitados minerais, não elimináveis na fase de remoção de incrustações de matéria orgânica, bem como à indução do processo de corrosão do material, como no caso de presença excessiva de cloretos. Recomenda-se que a água empregada na lavagem do instrumental esteja de acordo com as exigências de qualidade estabelecida no processo de esterilização.

O instrumental deve ser mergulhado aberto ou desmontado, quando pertinente, em um recipiente apropriado contendo água e detergente, à temperatura ambiente. A seguir, deve ser rigorosamente lavado em água corrente, preferencialmente morna. Essa fase deve sempre ser realizada com água a temperaturas inferiores a 45°C, pois temperaturas mais elevadas causam a coagulação das proteínas, dificultando o processo de remoção de incrustações do instrumental.

Descontaminação:

É feita através da imersão do instrumental aberto ou desmontado, quando pertinente, em um recipiente apropriado contendo solução de desinfetante em água, à temperatura ambiente (desinfecção química), ou em banho aquecido (desinfecção termoquímica). O tempo de imersão do instrumental depende tanto da temperatura de operação, quanto da diluição, e do tipo de desinfetante empregado.

Lavagem:

As peças devem ser totalmente escovadas, com escova de cerdas macias. O instrumental, quando pertinente, deve ser desmontado e cada componente lavado isoladamente. Especial atenção deve ser dada às áreas de difícil acesso, onde pode ocorrer a retenção de tecidos orgânicos e a deposição de secreções ou soluções desinfetantes.

Enxágue:

O instrumental deve ser enxaguado, abundantemente, em água corrente. Recomenda-se a utilização de água aquecida para o enxágue do instrumental.

6.4. Descarte:

Quando da necessidade de se descartar o instrumental, o mesmo deve ser inutilizado imediatamente de forma a evitar que seja utilizado inadvertidamente. O descarte dos instrumentos deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

Recomendamos que as peças sejam cortadas, entortadas ou limadas para sua inutilização. Para descartar os instrumentais, deve-se seguir os procedimentos legais locais do país para descarte de produtos potencialmente contaminantes.

6.5. Manutenção e Conservação:

- ✓ Examine o instrumento antes do uso. NUNCA o utilize em caso de defeito, presumido ou aparente.
- ✓ Em qualquer tipo de água há concentração de sais. Mesmo em uma água considerada potável, existe a possibilidade de concentração de certos elementos químicos que poderão danificar os instrumentos.
- ✓ Se na água houver alguma concentração de Ferro, Cobre, Manganês, Magnésio ou Silício poderá haver a formação de manchas com cores diversas: marrom, azul ou arco-íris. Nesse caso não se trata de corrosão, mas sim de manchas.
- ✓ Autoclaves desreguladas podem apresentar umidade residual a qual poderá provocar manchas e/ou corrosão.
- ✓ Não armazenar o instrumental perto de produtos químicos que possam desprender gases corrosivos, a saber: Cloro, Iodo e Ácidos em geral.
- ✓ Cada instrumento foi criado e desenvolvido para executar uma determinada função, portanto, ele não deve ser utilizado fora dessas condições. Os instrumentos utilizados fora das suas condições normais de trabalho podem quebrar ou ter a sua vida útil reduzida.

7. Métodos de Esterilização:

Para fins de reutilização, a esterilização pode ser realizada a vapor, normalmente vapor saturado, a uma temperatura de 134°C, durante o período de exposição de no mínimo 05 minutos, realizada em autoclaves. Evitar o uso de esterilização a gás por questão de proteção à saúde do paciente e pessoal envolvido nos processos e do próprio meio ambiente.

8. Condições de Armazenamento:

Os instrumentos devem ser armazenados de forma a manter sua configuração e evitando danificação da embalagem. O indicado é armazenar em local limpo, arejado, a temperatura ambiente, ao abrigo de luz direta, seco e com baixa contaminação por partículas. Devem ser evitados riscos, dobras ou entalhes dos instrumentos cirúrgicos, visto que tais fatores aumentam a possibilidade de corrosão dos produtos.

As condições especiais de armazenamento, manipulação e conservação dos instrumentos devem ser seguidas no intuito de assegurar que os componentes permaneçam intactos para o procedimento cirúrgico. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos.

9. Condições para o Transporte:

Os instrumentos ser transportados e manuseados de forma a impedir qualquer dano ou alteração de suas características físicas ou qualquer deterioração da embalagem. Não são aplicáveis parâmetros específicos de temperatura e umidade.

É recomendado que o responsável pelo transporte evite choques mecânicos.

10. Condições de Manipulação:

Os instrumentos devem ser manipulados cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer instrumental que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e encaminhado ao responsável técnico habilitado da instituição para inspeção, mesmo que já tenha passado por esta etapa.

11. Advertências:

Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para fins exclusivos ao projeto podem prejudicar a evolução do procedimento e danos ao implante. A combinação dos produtos Quinelato com os de outros fabricantes pode apresentar diferenciação em material, em desenho ou qualidade. A utilização de instrumentos

distintos pode acarretar riscos de uma fixação inadequada e outras complicações técnicas. Os instrumentais são componentes metálicos que estão sujeitos a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessária a inspeção e revisão das condições de uso dos instrumentais ou das suas partes. Havendo desempenho variado, perda de precisão, instabilidade ou falta de precisão deve-se imediatamente substituir a peça.

12. Precauções:

Os instrumentos devem ser mantidos em suas embalagens originais até a sua esterilização e uso. Após cada uso, realizar uma limpeza correta, a fim de evitar incrustações e corrosões. Verificar, a cada uso, se os instrumentais não sofreram dano.

Somente profissionais especializados e treinados nas técnicas cirúrgicas de implantes poderão utilizar estes instrumentais.

Os instrumentos não devem ser armazenados em local onde também são armazenados produtos químicos que podem exalar vapores corrosivos.

Ainda que os instrumentos sejam fabricados em material oxidável, o correto manuseio e manutenção adequada do material é imprescindível para a conservação das características do produto. Dessa forma, é indicado que sejam seguidas as orientações do fabricante quanto aos processos de limpeza, esterilização, manuseio, transporte e armazenamento.

13. Contraindicações: Não se aplica

14. Efeitos Adversos: Não se aplica

15. Restrições ao uso

Somente profissionais especializados e treinados nas técnicas cirúrgicas de implantes poderão utilizar estes instrumentais.